

Gebrauchsinformation – bitte sorgfältig lesen!

Veuillez respecter la notice d'utilisation ! Consultare le istruzioni per l'uso!



Lippen-Herpes-Patch

Medizinprodukt

SOS Lippen-Herpes-Patches fördern die Heilung bei Lippenherpesbläschen.

(DE) Anwendung: Das Patch sollte auf gereinigter und trockener Haut aufgebracht werden. Nicht in Kombination mit Cremes oder Salben oder auf feuchter Haut anwenden, da dies die Klebekraft des Patches beeinträchtigen kann. Lösen Sie ein einzelnes Patch mit Träger von der Karte. Entfernen Sie den größeren Teil des Trägers. Positionieren Sie den halb freigelegten Teil des Patches direkt über der von Lippenherpes betroffenen Hautstelle. Ziehen Sie den Rest des Trägers vorsichtig ab, um das Patch komplett zu platzieren. Drücken Sie das Patch mit einem Finger leicht an, um eine gute Haftung der gesamten Fläche des Patches zu gewährleisten.

Zusammensetzung: Hydrocolloid Adhesive Formulation H014, PU-Film

Hinweise: Das Patch kann durch die Aufnahme von Wundflüssigkeit seine Farbe leicht verändern. Das Patch kann bis zu 5 Tagen auf der Lippe verbleiben. Wenn sich das Patch zu lösen beginnt oder Sie es gerne entfernen möchten, fassen Sie das Patch an einer Seite an und ziehen Sie es vorsichtig, so dass es sich dehnt und langsam von der Haut ablöst. Sollten Zeichen einer Infektion auftreten (z. B. Eiter, starker Geruch), unterbrechen Sie die Anwendung und konsultieren Sie einen Arzt.

Warnhinweise: Nur für den äußerlichen Gebrauch. Nicht anwenden, falls Sie allergisch gegen das Patch oder einen seiner Bestandteile sind. Kontakt mit den Augen und Schleimhäuten vermeiden. Nicht auf offenen oder entzündeten Wunden anwenden. Im Zweifel Rücksprache mit einem Arzt halten.

Größe: 12mm

(FR) SOS Patch herpès labial, Dispositif médical

SOS Patches herpès labial favorisent la cicatrisation des vésicules d'herpès labial.

Utilisation : Le patch doit être appliqué sur une peau propre et sèche. Ne pas utiliser en association avec des crèmes ou des pommades ou sur une peau humide, car cela peut altérer l'adhésivité du patch. Détacher un seul patch avec support de la carte. Retirez la plus grande partie du support. Positionnez la partie à moitié exposée du patch directement sur la zone cutanée où se trouve l'herpès labial. Décollez doucement le reste du support pour appliquer complètement le patch. Appuyez légèrement sur le patch avec un doigt pour assurer une bonne adhérence de toute la surface du patch.

Composition: formulation adhésive hydrocolloïde H014, film PU

Remarque : Le patch peut changer légèrement de couleur suite à l'absorption du liquide de la plaie. Le patch peut rester sur la lèvre jusqu'à

5 jours. Si le patch commence à se décoller, ou si vous souhaitez le retirer, saisissez-le d'un côté et tirez-le doucement pour qu'il se tende et se décolle lentement de la peau. Si des signes d'infection apparaissent (comme par ex. du pus, une forte odeur), cessez l'utilisation et consultez un médecin.

Mise en garde : À usage externe uniquement. Ne pas utiliser si vous êtes allergique au patch ou à l'un de ses composants. Éviter le contact avec les yeux et les muqueuses. Ne pas utiliser sur des plaies ouvertes ou infectées. En cas de doute, consulter un médecin.

Dimension : 12mm

IT **SOS Cerotto per herpes labiale, dispositivo medico**
I cerotti SOS per herpes labiale favoriscono la guarigione dalle vescicole dall'herpes labiale.

Modo d'uso: Il cerotto deve essere applicato sulla pelle pulita e asciutta. Non utilizzare insieme a creme o pomate e non applicare su pelle umida, poiché ciò può ridurre l'adesività del cerotto. Staccare un singolo cerotto con pellicola protettiva dalla cartina. Rimuovere la parte più grande della pellicola protettiva. Posizionare la parte semi-esposta del cerotto direttamente sulla zona cutanea interessata dall'herpes labiale. Staccare con cautela la restante parte della pellicola protettiva per posizionare completamente il cerotto. Premere delicatamente il cerotto con un dito per garantire una buona adesione dell'intera superficie del cerotto.

Composizione: formulazione adesiva idrocolloidale H014, pellicola in PU

Note: Il colore del cerotto può cambiare leggermente a seguito dell'assorbimento dei liquidi fuoriusciti dalla ferita. Il cerotto può rimanere applicato sul labbro fino a 5 giorni. Se il cerotto comincia a staccarsi oppure si desidera rimuoverlo, afferrarlo da un lato e tirarlo con cautela in modo da estenderlo, quindi staccarlo lentamente dalla pelle. Se compaiono segni di infezione (ad es. pus, intenso cattivo odore), interrompere l'uso e consultare un medico.

Avvertenze: Solo per uso esterno. Non utilizzare in caso di allergia al cerotto o ad uno dei suoi componenti. Evitare il contatto con gli occhi e le mucose. Non applicare su ferite aperte o infiammate. In caso di dubbio consultare un medico.

Dimensione: 12mm

Stand der Information / Mise à jour de l'information /
Informazioni aggiornate a: 2020.04

Hersteller / Fabricant / Fabricante:

 ASO LLC, 300 Sarasota Center Blvd.
34240 Sarasota FL, USA



REF 053535



EC REP ASO Europe BV, Bijsterhuizen 1160e
6546 AS Nijmegen, The Netherlands

Vertrieb Schweiz / Ventes Suisse / Distributore Svizzera:
Dr. Dünner AG, Artherstrasse 60, 6405 Immensee, Switzerland

Vertrieb / Ventes / Distributore: DISTRICON GmbH,
Bessie-Coleman-Straße 13, D-60549 Frankfurt



Chargennummer und Verfalldatum sind auf dem Etikett aufgeprägt / Le numéro de lot et la date de péremption sont estampillés sur l'étiquette / Il numero di lotto e la data di scadenza sono stampigliati sull'etichetta

071_REV05/G01/REV202103